


  **wissner-**
  **bosserhoff**
Funkcjonalny. Inteligentny. Godny.

sentida sc

Uniwersalne łóżko do opieki długoterminowej



**DESTINI
CARE** 



Tak różnorodne jak Twoje potrzeby..

sentida sc – uniwersalne łóżko do opieki długoterminowej

Życie człowieka wydłuża się przez dekady dzięki postępowi medycznemu oraz technicznemu. Starszy wiek, w którym wiele osób żyje do dziś, ma różne skutki.

Wielkim pragnieniem wielu starszych ludzi jest możliwość spędzenia schyłkowych lat w rodzinnym otoczeniu. W tym samym czasie, postrzeganie osób starszych przez społeczeństwo zmienia się: obecnie dla wielu seniorów przejście na emeryturę nie oznacza już stania w miejscu. Obecnie emerytura jest etapem życia podczas, którego seniorzy realizują różnorodne zainteresowania i chcą żyć pełnią życia i aktywnie.

Potrzebne są nowe koncepcje życia w starszym wieku. Do tych koncepcji należy chęć zapewnienia większej przytulności, indywidualności, bezpieczeństwa oraz komfortu i elastyczności mieszkania.

wissner-bosserhoff jest świadomy tych wymagań i zmian. Dostosowaliśmy się do nich jako firma o międzynarodowym zasięgu działająca w sektorze opieki

Seniorzy mają różne potrzeby i wymagania w odniesieniu do swojego życia oraz jego środowiska.

Dzięki nowej platformie łóżka sentida sc oraz spersonalizowanym koncepcjom, możemy jeszcze bardziej elastycznie, efektywnie i zgodnie z potrzebami reagować na różne wymagania. Chcemy wspierać zachowanie i promowanie indywidualnej mobilności jako nadrzędnego i istotnego celu opieki w sposób skoncentrowany na rozwiązaniach.

Funkcjonalny. Inteligentny. Godny.



Opieka jest bardzo wymagająca: empatyczna, społeczna, wszechstronna, międzykulturowa a przede wszystkim profesjonalna. Stoi przed poważnymi zmianami i wyzwaniem. Rozwój techniczny oraz cyfrowy będzie odgrywał decydującą rolę w kształtowaniu opieki w przyszłości.

Thomas Erbslöh, Dyrektor Zarządzający wissner-bosserhoff GmbH

Funkcjonalny. Inteligentny. Godny.

sentida sc to łóżko klasy premium od wissner-bosserhoff, przeznaczone do opieki długoterminowej, które konsekwentnie i przede wszystkim bezkompromisowo realizuje założenia dalszego rozwoju opieki 360°



Mobilizacja indywidualna

Utrzymanie i promowanie mobilności to kluczowe cele profesjonalnej opieki.



Bezpieczny sen

Odpoczynek i sen z dostosowanymi do potrzeb funkcjami uniwersalnego łóżka domowego.



System informujący o opuszczeniu łóżka

Indywidualne wsparcie oraz bezpieczeństwo dzięki inteligentnej technologii czujników - bez ograniczania niezależności.



Profesjonalna cyfryzacja

Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania wspierające indywidualne czynności opiekuńcze i złożone procesy opiekuńcze.



Inteligentne połączenie z siecią

Ciągle przygotowany na przyszłe wymagania związane z opieką.



Opieka oparta na potrzebach

Optimalny i bezpieczny dostęp do rezydenta.

Projekty


Odkryj koncepcje dostosowane do różnych typów życia, potrzeb i wymagań.

Miasto					6
Wies					16
Zachód słońca					22
Morze					28



Projekt Miasto

Design Dfx | Dekor Klon zwyczajny



Spersonalizowany dla

- Domów Seniora
- Mieszkań wspomaganych
- Klinik rehabilitacji
- Opieki specjalnej



Indywidualna mobilizacja

Utrzymanie oraz promowanie mobilności jest kluczowym celem profesjonalnej opieki

Ludzie przywiązują wielką wagę do własnej mobilności. Mobilność jest decydującym czynnikiem we wszystkich codziennych czynnościach, od niej zależy również wiele innych rzeczy. Nie bez powodu utrzymanie oraz promowanie mobilności, zwłaszcza u osób starszych, należy do podstawowych kategorii opieki. Odpowiednie środki pielęgnacyjne przyczyniają się w istotny sposób do zapobiegania rozwojowi nowych upośledzeń funkcjonalnych oraz zaburzeń zdrowotnych, które wpływają na

mobilność, a to sprzyja procesowi, który może prowadzić do znacznego uzależnienia od pomocy i konieczności opieki długoterminowej.*

Nacisk kładziony jest na ludzi i na ich zasoby

Nie ma standardowego rozwiązania, które pomaga każdemu mieszkańcowi przy użyciu tych samych technik. Środki wspierające i towarzyszące powinny być zawsze indywidualnie dostosowane do danej sytuacji i osoby.

W związku z tym utrzymanie oraz promowanie mobilizacji nie powinno być ściśle powiązane z ergonomią i ergonomicznymi procesami pracy. Dotyczy to zarówno bezpiecznej mobilizacji "poza łóżkiem", jak i "w łóżku".

Uniwersalne łóżko pielęgnacyjne sentida sc firmy wissner-bosserhoff zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego wyposażenie można było dostosować do różnych potrzeb i specyficznych wymagań.



W moim łóżku jestem w dobrych rękach, bez problemu mogę wyregulować wysokość i pozycję leża oraz wygodnie wstać - bez pomocy.

Walter Schulte, rezydent



Odtwórz wideo

Rozwiązanie 1 SafeFree® – poręcze

Bezpieczna mobilizacja niezależnie od wielkości ciała



SafeFree®

- Optymalnie zaprojektowane dla wygody wychodzenia
- Pozycjonowane indywidualnie
- Łatwe w chwycie oraz trzymaniu
- Bezpieczna pomoc do wstawania - samodzielnie lub z pomocą

Dodatkowe **ZALETY** sentidy sc:

4 dzielone poręcze umożliwiają elastyczną konfigurację poręczy SafeFree® - w zależności od potrzeb, wymagań oraz budżetu można je skonfigurować jako wariant stały lub elastyczny oraz jako częściową lub pełną ochronę łóżka w domu opieki.

Rozwiązanie 2 MobiStick 2 –

Ręczny asystent mobilizacji



MobiStick 2

- Szybki i łatwy w montażu,
- Sprytny i łatwy w użyciu,
- Wspiera podczas siedzenia na krawędzi łóżka,
- Ergonomiczny, zapewnia dodatkowe wsparcie podczas wstawania



Rozwiązanie 3 Pilot SafeControl® – Przejrzysty, ergonomiczny i intuicyjny

SafeControl®

- przejrzysty i ergonomiczny design,
- intuicyjny w obsłudze i odporny na błędy dzięki funkcji preselekcji,
- łatwy do odczytu nawet w ciemnościach dzięki podświetlanym przyciskom
- elastyczny i bezpieczny do umieszczenia na elemencie poręczy SafeFree®
- wyposażony w specjalne funkcje opiekuńcze
- zabezpieczony przed niepożądaną obsługą dzięki zintegrowanej funkcji blokowania.

Dodatkowe ZALETY sentidy sc:

Pilot SafeControl® można umieścić po lewej lub prawej stronie łóżka, bez konieczności użycia narzędzi, szybko i bez większego wysiłku - tam, gdzie jest potrzebny.



Odtwórz wideo



Funkcje rezydenta

- Regulacja oparcia pleców
- Auto kontur
- Regulacja wysokości łóżka

Przyciski aktywacji

- Góra / Dół
- Wskaźnik stanu LED

Funkcje zaawansowane

- Automatyczna pozycja siedząca
- Automatyczna pozycja profilaktyczna

Filozofia działania SafeControl®

Tryb opieki:

Wszystkie sekcje przycisków odblokowane

Tryb blokady:

Wszystkie sekcje przycisków zablokowane

Tryb rezydenta:


Odblokowana jasnoszara sekcja przycisków

Środki pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie lub promowanie mobilności pomagają zachować elementarne podstawy niezależnego życia.

Expert standard według § 113a SGB XI "Erhaltung und Förderung der Mobilität in der Pflege" (Utrzymanie i promocja mobilności w opiece pielęgniarstwie), Aktualizacja 2020


Rozwiązanie 4 Podwójne cofnięcie leża – Bezpieczna i komfortowa mobilizacja w łóżku

Standardowa powierzchnia leża bez odciążenia



Pojedyncze cofnięcie = ryzyko powstania odleży

Powierzchnia leża WIBO z widocznym odciążeniem



5 cm Podwójne cofnięcie = prewencja powstania odleżyn 12 cm

Podwójne cofnięcie = 17cm dodatkowej przestrzeni w łóżku!

Podwójne cofnięcie

- optymalizuje powierzchnię oparcia w obszarze siedziska poprzez zwiększenie powierzchni oparcia pleców i uda,
- zmniejsza nacisk na wrażliwe obszary ciała, takie jak pośladki i kość ogonowa,
- ułatwia oddychanie tworząc więcej przestrzeni poprzez zrelaksowaną pozycję siedzącą w okolicy klatki piersiowej i brzucha,
- w połączeniu z długim oparciem prawie 90 cm zapewnia prewencyjne i wygodne pozycjonowanie unieruchomionych mieszkańców.

Rozwiązanie 5 Pozycje automatyczne –

Szybko, łatwo i ergonomicznie dzięki filozofii jednego przycisku



Oglądanie telewizji, czytanie czy jedzenie w łóżku z automatycznym komfortowym fotelem



Zapobieganie odleżynom oraz poprawa krążenia krwi dzięki pozycji profilaktycznej

Automatyczna pozycja komfortowego fotela oraz pozycja profilaktyczna

- promowanie dobrej kondycji, wśród mieszkańców z ograniczoną możliwością poruszania się
- zwiększenie jakości życia mieszkańców przebywających w łóżku,
- wspieranie strategii pielęgnacyjnych w zakresie profilaktyki odleżyn oraz zarządzania ranami.



Bezpieczny sen

Dostosowana do potrzeb niska pozycja łóżka zapewniająca komfortowy wypoczynek i sen

Większość ludzi chce pozostać mobilna i niezależna do późnej starości. Jednak naturalny cykl starzenia wpływa na zmniejszenie lub ograniczenie ruchliwości. Zwiększa się za to indywidualne ryzyko upadku.*

Mieszkańcy domów opieki są narażeni na zwiększone ryzyko upadków. Często te upadki mogą skutkować kontuzją wymagającą leczenia, ale nawet tam gdzie dochodzi do mniej poważnych upadków, proces zdrowienia często przedłuża się, a wiara we własne możliwości spada.

Do tego dochodzi lęk przed ponownym upadkiem (tzw. strach przed upadkiem).

Lęk przed upadkiem często może być bardziej stresujący niż sam upadek. Strach przed upadkiem jest powszechny wśród osób starszych.**

Osoby z lękiem przed upadkiem ograniczają swoją mobilność, a z czasem niezależność zostaje przez nie utracona, a zapotrzebowanie na opiekę może wzrosnąć.***

Strach przed upadkiem pojawia się najczęściej w nocy.

Ciemność dodatkowo komplikuje orientację w pomieszczeniu, oszacowanie odległości oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się.

Aby przerwać to błędne koło, należy podjąć ukierunkowane i zorientowane na potrzeby działania, które wzmocnią pewność siebie i tym samym zapobiegą lękowi przed upadkiem oraz zapewnią optymalne wsparcie zasobów fizycznych.

Łóżko do opieki długoterminowej sentida sc od wissner-bosserhoff zostało zaprojektowane w taki sposób, aby jego wyposażenie mogło być dostosowane do różnych potrzeb i specyficznych wymagań.



Odtwórz wideo

* Badanie i analiza warunków uzależnienia od opieki i narzędzi oceny; Prawa autorskie © GKV-Spitzenverband 2011 / ISBN: 978-3-7747-2308-5. Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich; Wydanie: styczeń 2013 r. Biorąc pod uwagę i zaktualizowaną wersję ekspertyzy z 2013 r. standard / Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.
** S. Schlee: Fall in old age and its consequences - The beginning of the end? ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016
*** A. Zegelin: "Being nailed down" - The process of becoming bedridden by gradual place fixation; Pflege 2005; 18:281-288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2005.

Rozwiązanie 1 Niska pozycja 23 cm – Bezpieczne spanie bez ograniczania osobistych potrzeb



Niska pozycja łóżka oferuje

- domowy wygląd, rozsądne rozwiązania bez poczucia ograniczenia swobody,
- możliwość bezpiecznego wstania o własnych siłach.



Rozwiązanie 2 SafeFree® w pozycji mobilnej – Redukcja lęku bez zbędnych barier



Pozycja orientacyjna poręczy bocznej od strony głowy może

- dodatkowo wspierać bezpieczeństwo wraz w połączeniu z niską pozycją,
- zmniejszyć niepotrzebne bariery oraz zmniejszyć ryzyko upadku.

Dodatkowe ZALETY sentidy sc:

Niska pozycja łóżka wraz z opatentowaną oraz dopasowaną koncepcją poręczy bocznych, pozwala na nieograniczone oraz indywidualne planowanie sposobów pielęgnacyjnych.

Rozwiązanie 3 SafeFree® na stałe i elastyczne – Dopasowane do różnych koncepcji pomieszczeń

Ułatwiony i elastyczny dostęp



Dodatkowe ZALETY sentidy sc:

4 dzielone poręcze boczne w połączeniu z szeroką możliwością konfiguracji SafeFree® – w wersji stałej lub elastycznej oraz jako częściowe lub pełne zabezpieczenie łóżka w domu opieki - wspierają osoby zagrożone upadkiem i umożliwiają podejmowanie indywidualnych decyzji.



Odtwórz wideo



Rozwiązanie 4 SafeSense® – Autonomiczne, bezpieczne opuszczenie łóżka z

Asystent opuszczenia łóżka

- sygnalizuje personelowi pielęgnarskiemu, że mieszkaniiec zaraz wstanie z łóżka,
- działa z regulowaną funkcją timera (0 - 30 min) zgodnie z zasadą sygnalizacji świetlnej,
- opcjonalna możliwość podłączenia do automatycznego systemu oświetlenia podwozia,
- możliwość podłączenia do systemu przywoływania,
- dostępny w konfiguracji przewodowej i bezprzewodowej,
- możliwość doposażania .**

Dodatkowe **ZALETY** sentidy sc:

Kompletne rozwiązanie zapobiegające upadkom: niska pozycja łóżka 23cm +, a także opatentowana, regulowana poręcz boczna + inteligentny system opuszczenia łóżka

SafeSense®
Pobierz PDF



Asystent opuszczenia łóżka – Co to właściwie znaczy?

SafeSense® sygnalizuje personelowi pielęgnarskiemu, że mieszkaniiec opuścił łóżko lub zamierza to zrobić. Pozwala to na zapobieganie lub wykrycie upadków wcześniej niż w ramach rutynowej kontroli.

Zasadniczo system działa jak rodzaj sygnalizacji świetlnej. Ten sposób działania można wyjaśnić jasno i bardzo prosto:



Minutnik nieaktywowany



Minutnik aktywowany

→ Np. 15 minut na wyjście do łazienki w nocy




Minutnik - upłynął czas

→ Sygnał do systemu wywoławczego

SafeSense® – inteligentny system sensorów

Wizja promowania i podtrzymywania zdrowia w starszym wieku, a także wzmacnianie autonomii osób starszych, w połączeniu z poprawą jakości życia to główne kierunki rozwoju produktów do pielęgnacji firmy wissner-bosserhoff.




Większe bezpieczeństwo – mniej środków ograniczających wolność (ŚOW*)

- Szybki czas reakcji w przypadku upadków
- Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas dyżurów nocnych i weekendowych
- Mniej obejść kontrolnych
- Idealne w połączeniu z niską pozycją łóżka oraz poręczami SafeFree®



Projekt Wieś

Design Ts | Dekor Elma Salisbury'ego



Spersonalizowany dla

- Osób z demencją
- Wspólnot wspomaganego mieszkania
- Klinik rehabilitacyjnych skupiających się na chorobach neurologicznych
- Specjalnej opieki osób z niewielkimi ograniczeniami fizycznymi



Profesjonalna digitalizacja

Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania wspierające indywidualne czynności opiekuńcze i złożone procesy opiekuńcze

Ekspertsi postrzegają cyfryzację opieki nad osobami starszymi jako wielką szansę, która może odciążyć personel pielęgniarstwa za pomocą innowacji technicznych.

Cyfryzacja zapewnia wsparcie codziennej pielęgnacji

Na przykład poprzez ukierunkowane wykorzystanie czujników potencjalne ryzyko upadku i nieprawidłowe wzorce poruszania się wśród mieszkańców mogą być wykrywane i zgłaszane na wczesnym etapie. Wykorzystanie urządzeń mobilnych dodatkowo umożliwia mobilną i zwinną pracę oraz oszczędność czasu.

Dostęp do wiedzy eksperckiej oraz informacje na temat opieki są szybko oraz powszechnie dostępne. Relacje społeczne między sobą, ale także z bliskimi można utrzymywać bez większego wysiłku dzięki digitalizacji.

Łącząc i analizując dane dokumentacji cyfrowej wpływa na efektywniejsze projektowanie przepływu pracy. Na podstawie tych wyników można wyprowadzić korelacje między wykonanymi zabiegami a wymaganiami dotyczącymi lepszego planowania opieki.

wissner-bosserhoff koncentruje się obecnie na trzech tematach i związanych z nimi zagrożeniami dla mieszkańców: upadki, odleżyny i nietrzymanie moczu.

SafeSense® 3 cyfrowy asystent pielęgniarstwa może pomóc w analizie danych oraz w razie potrzeby podjąć działania zapobiegawcze.

Cyfryzacja potrzeb opieki - funkcjonalny, inteligentny i godny.



Firma Vechtetel Pflege GmbH postawiła sobie za cel odkrycie na nowo klasycznej opieki nad osobami starszymi za pomocą innowacyjnej technologii. Wybraliśmy SafeSense® 3, ponieważ bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest naszym najwyższym priorytetem. Szybsze reagowanie na zdarzenia związane z upadkiem może często zapobiec poważnym konsekwencjom upadku.

Eike Jonker, Dyrektor Zarządzający Vechtetel Pflege GmbH

Rozwiązanie 1 SafeSense® 3 -

Od systemu pomocy przy wstawianiu z łóżka do cyfrowej platformy opieki

Dzięki ponad 6-letniemu doświadczeniu ze zintegrowanymi systemami czujników opuszczania łóżka, nadszedł właściwy czas na prawdziwego cyfrowego asystenta opieki. Firma wissner-bosserhoff zdobywa już od 2014 roku cenne doświadczenie w zakresie produktów cyfrowych dzięki systemowi czujników opuszczania łóżka SafeSense® oraz inteligentnemu łóżku sentida 7-i.

W tym czasie, SafeSense® rozwinął się jako asystent opieki z dodatkowymi funkcjami pomocniczymi i jest polecany jako przyszłościowa platforma cyfryzacji ze względu na swoją otwartą architekturę. Architektura ta może zostać wyposażona w kolejne funkcje, które dodatkowo odciążą opiekunów.

SafeSense® 3
Pobierz PDF



Inteligentnie połączony

SafeSense® 3



1

Urządzenia mobilne

Wszystkie dane na pierwszy rzut oka w dowolnym momencie



2

Monitor pielęgniarzski

z wizualizacją danych

Zapobieganie odleżynom poprzez monitorowanie ruchu

Zapobieganie upadkom poprzez monitorowanie opuszczenia łóżka

Bezpieczeństwo

Ochrona informacji rezydentów poprzez szyfrowaną transmisję danych i zdecentralizowane przetwarzanie danych



3

Połączenie z systemem przywoływania


Dodatkowe bezpieczeństwo w nocy i na weekendowych zmianach



4

Opatentowany system czujników

Pomoc w opiece




"W przyszłości, łóżko w domu opieki będzie oznaczać coś więcej niż tylko mebel do spania. Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań, będzie umożliwiać skuteczną opiekę oraz poprawę jakości życia mieszkańca."

Uwe Deckert | Szef marketingu, wissner-bosserhoff GmbH



Projekt Zachód słońca

Design C | Dekor Nordycki Teak



Spersonalizowany dla

- Hospicjów
- Jednostek opieki paliatywnej
- Grup stacjonarnych ze specjalną opieką (np. pacjenci w śpiączce na jawie)
- Szczególnej opieki z wysokim stopniem unieruchomienia



Opieka oparta na potrzebach

Optymalny i bezpieczny dostęp do pacjenta

Działania mobilizacyjne i codzienne czynności opiekuńcze mogą być bardzo wymagające i stresujące dla personelu pielęgniarstwa. Może się zdarzyć, że personel pielęgniarstwa będzie musiał podnieść łącznie do 1,8 tony* na jednej zmianie. Fizyczny stres i napięcie wśród opiekunów może mieć dodatkowo niekorzystny wpływ na pacjenta.

Wynikające z nich reakcje takie jak strach mogą znacznie ograniczyć samomotywację i mobilność, co może zagrażać obu stronom w ich bliskiej interakcji.

sentida sc może wspierać personel pielęgniarstwa i mieszkańców.



Ergonomiczna optymalizacja ważnych etapów pracy, optymalna pozycja łóżka opiekuńczego oraz wykorzystanie zintegrowanych i zewnętrznych narzędzi pomocniczych zmniejszają obciążenia fizyczne.

Koen de Doncker, fizjoterapeuta, osteopata i ergonom, autor broszury Care-Booklet wissner-bosserhoff o ergonomii pracy w opiece.



Odtwórz wideo

Rozwiązanie 1 3-stopniowa strategia - Sytuacyjna i oparta na potrzebach opieka i wsparcie.

Komfortowy zakres regulacji wysokości

- ergonomiczna i przyjazna dla pleców pozycja do pracy/pielęgnacji na wysokości 80 cm,
- w połączeniu z oddzielnie regulowanym leżem na uda i łydki, dodatkowa swoboda ruchów, np. przy podstawowej opiece lub opatrywaniu ran,
- bezpieczny i oszczędzający siły transfer między łóżkiem a krzesłem, a także odwrotnie, dzięki ustawieniu wysokości mobilizacji na poziomie 41 cm, czyli na poziomie krzesła,
- bezpieczna pozycja do spania na wysokości 23 cm,

80 cm

Optymalna pozycja pielęgniarstwa



41 cm

Pozycja mobilizacyjna na wysokości krzesła



23 cm

Prewencja upadkom dzięki niskiemu ułożeniu



Rozwiązanie 2 Zdolność przejazdu do 15 cm - Celowane wykorzystanie pomocy pielęgniarstwa



W sytuacjach, gdy wymagane jest łatwe i bezpieczne przetransportowanie mieszkańca do lub z łóżka z maksymalnym komfortem i minimalnymi zakłóceniami, poprzez stosowanie niezależnego systemu transferowego lub podnośnika, opiekun musi móc wygodnie tego dokonać oraz swobodnie manewrować sprzętem bez zakłóceń. 15-centymetrowe podwozie umożliwi to.

Dodatkowe ZALETY sentidy sc:

Dzięki zastosowaniu poręczy bocznych SafeFree® i łatwemu dostępowi do łóżka, możliwe jest zapewnienie opieki i pracy o ergonomicznym charakterze, dostosowanych do indywidualnych potrzeb w najlepszy możliwy sposób.



Rozwiązanie 3 Hamulec centralny –
Hamulec osi po stronie stopy w modelu domowym



Opcjonalnie sentida sc posiada centralny hamulec od strony zanózka, który jest bezpieczny i łatwo dostępny. Przesuwanie łóżka poprzez zwolnienie hamulca centralnego np: do czynności porządkowych - jest proste i szybkie.



Rozwiązanie 4 Komfortowa powierzchnia leżąca –
Większe bezpieczeństwo dla niemobilnych pacjentów



Leże komfortowe wyposażone jest w 55 elementów sprężynowych, które zapewniają wysoki komfort leżenia oraz dodatkowe odciążenie, aby zapobiec uszkodzeniom następczym, np: z powodu ograniczeń ruchowych.

Dodatkowe ZALETY sentidy sc:
W połączeniu z podwójnym cofnięciem leża o automatyczną wygodną pozycją siedziska komfortowa powierzchnia łóżka może wspomagać działania profilaktyczne i dodatkowo zwiększać jakość życia.

Rozwiązanie 5 Zintegrowane przedłużenie łóżka –
Bez-narzędziowe i elastyczne



210 cm Alternatywna długość łóżka 210 cm: Zabezpieczenie w postaci dłuższej poręczy bocznej od strony nóg, bez akcesoriów i bez szczeliny > 318 mm*
220 cm Przedłużenie łóżka do 220 cm: również tymczasowo regulowane z dzielonymi poręczami bocznymi – gwarantowana pełna ochrona dzięki dodatkowej osłonie od strony nóg (akcesoria)

sentida sc posiada w standardzie zintegrowane przedłużenie łóżka, który spełnia wymagania normatywne IEC 60601-2-52 w dowolnej konfiguracji.



Projekt Morze

Design Gx | Dekor Dąb Włoski



Spersonalizowany dla


- Domów Seniora
- Mieszkań wspomaganych
- Specjalnej opieki przy lekkich ograniczeniach fizycznych
- Osób z demencją



Dane techniczne

Zgodnie z załącznikiem VIII, nr 13 Dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych (MDD) 2017/745, łóżko do opieki długoterminowej sentida jest wyrobem medycznym klasy I.

Wymiary zewnętrzne	208 x 106 cm
Nominalne wymiary leża	87 / 90 x 200 cm
Wysokość podnoszenia	23 - 80 cm (w zależności od kół)
Regulacja oparcia pleców	70° ± 5°, łącznie z elektrycznym przesuwaniem oparcia pleców o około 12 cm
Regulacja uda	30° ± 5°, łącznie z elektrycznym przesuwaniem oparcia uda o około 5 cm
Przechyłanie	Głowa około 17° / Nogi około 17°
Bezpieczne obciążenie robocze*	270 kg (235 kg waga pacjenta 35 kg materac + akcesoria)
Waga łóżka	Okolo 115 kg - zależy od modelu
Stopień ochrony	IPX4
Klasa ochrony	II
Możliwość podjazdu	15 cm



Bezpieczeństwo

wissner-bosserhoff GmbH jest certyfikowany zgodnie z przepisami ISO 9001 w zakresie systemów zarządzania jakością, DIN EN ISO 13485 w zakresie produkcji wyrobów medycznych oraz ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskowego. Firma wissner-bosserhoff poddaje również swoje procesy produkcyjne i zarządzanie regularnym audytom przeprowadzanym przez TÜV Süd.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



Certyfikat CB dla bezpieczeństwa produktów
TÜV Süd




Certyfikat poręczy bocznych



Odnotaliśmy emisje gazów cieplarnianych spowodowane działalnością naszej firmy** i zrównoważyliśmy ją poprzez zakup certyfikatów ochrony klimatu na lata 2022 oraz 2023.

Szafki nocne i inne akcesoria

możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.wi-bo.com





* Zalecenia producenta: Maksymalną wagę pacjenta można zwiększyć w zależności od wagi materaca i zastosowanych akcesoriów. Przykład: bezpieczne obciążenie robocze 250 kg - materac 10 kg - akcesoria 10 kg = max. waga pasażera 230 kg. W przypadku stosowania cięższych materacy/akcesoriów waga pacjenta odpowiednio się zmienia!

** Wpływ naszej firmy na klimat został dla nas określony przez firmę Fokus Zukunft GmbH & Co. KG ustalili dla nas wpływ naszej firmy na klimat. Powiązane z zakresami 1+2.



Kolory i Designy

Kolory | Dekory*



Imitacja skóry | Miękka osłona zagłówka / podnóżka Df*



Tkanina | Miękka osłona zagłówka / podnóżka Df*





Design

Design | zagłówek / podnózek



Design A
zagłówek / podnózek



Design Ak
zagłówek / podnózek



Design Df
zagłówek / podnózek



Design Dfx
niski podnózek



Design C
zagłówek



podnózek



Design G
zagłówek

podnózek



Design Gx
niski podnózek



Design O
zagłówek / podnózek



Design Ox
niski podnózek



Design Ts
zagłówek

podnózek



Design Tsx
niski podnózek

Miękka oprawa — niedroga i elastyczna

Wszystkie zaprezentowane tkaniny i imitacje skóry są dostępne jako pokrowce, które można łatwo zamocować na zagłówku oraz podnóżku* łóżka bez użycia narzędzi. Pokrowce są wyjątkowo trwałe, odporne na wilgoć i brud oraz wodoodporne i oddychające.



Do wyboru 2 modele - domowy lub ekstra-mobilny

sentida sc jest dostępna w dwóch wariantach - domowym oraz ekstra-mobilnym. Jest prosta w manewrowaniu - zwłaszcza model ekstra-mobilny z dużymi kołami dla większego komfortu jazdy. To oznacza, że nawet poważnie upośledzeni i unieruchomieni pacjenci mogą wziąć udział w codziennym życiu dzięki możliwości przejazdu łóżka. Oba warianty łóżek wyposażone są w centralny hamulec**, który umożliwia wygodne hamowanie łóżka jednym ruchem stopy.



domowy



ekstra-mobilny



Opcjonalnie dostępne również z ciągłym panelem bocznym i 4 poręczami bocznymi SafeFree®

Members of LINET Group



Wyłączny dystrybutor w Polsce

DESTINI GROUP Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Obornicka 52 | 62-002 Złotnikil Polska

Tel.: +48 790 665 445

biuro@destinicare.pl | destinicare.pl

NIP 9721258845



wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstr. 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Germany

Phone: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.com

