



Materace

Do łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych



Materace pasywne

Do łóżek rehabilitacyjnych i szpitalnych



Właściwości materiałów

Wysokiej jakości materacy w naszej kolekcji

Pianka poliuretanowa (PU)




Pianka, która szybko wraca do swojej oryginalnej bryły po odkształceniu bez permanentnej deformacji. Są to pianki wysoce elastyczne i gwarantujące wysoki standard zdrowotny.

Zimna pianka



Charakteryzuje się większą elastycznością niż pianka poliuretanowa. Jest to bardzo wysokiej jakości pianka zbudowana z tzw. „otwartych porów”. Zapewniają one dużą cyrkulację powietrza co znacząco wpływa na jakość i komfort snu.

Pianka Memory



Pianka memory reaguje na temperaturę i masę ciała co sprawia, że kładąc się na materacu „wtapiamy się” w niego z zachowaniem odpowiedniego oparcia i dostosowaniem do konturu ciała. Skuteczne rozprowadzenie nacisku sprawia, że pianki memory są najlepszym wyborem w profilaktyce antyodleżynowej.

Gęstość (RG)

Jest kluczową cechą materaca opisującą ile kilogramów pianki zmieści się w metrze sześciennym.

Przykład:

Gęstość 60 = 60 kg/m³

Większa gęstość to większa trwałość materaca

Wytrzymałość na ściskanie

Mówi o nacisku który jest potrzebny aby skompresować piankę o 40%. Mierzona jest w kilopaskalach (kPa). Im większa wytrzymałość na ściskanie tym twardsza jest pianka.


Materace uniwersalne

PrimaCare 10 & PrimaCare 20


Materace PrimaCare to wysokiej jakości podstawowe materace w przystępnej cenie. PrimaCare 10 to materac jednowarstwowy zbudowany z pianki poliuretanowej z profilowaną „gofrową” powierzchnią. PrimaCare 20 składa się z dwóch warstw, z których górna jest zbudowana z zimnej pianki.

PrimaCare 10

Art.-Nr. 50-0705




Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim. Maks. masa pacjenta: 200kg (na leżąco).




14cm poliuretanowej pianki, gęstość 41 kg/m³, Crib 5 – trudnopalność, wyprofilowana powierzchnia, powłoka przeciwmikrobowa, Crib 7 – trudnopalność

PrimaCare 20

Art.-Nr. 50-0706



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim. Maks. masa pacjenta: 200kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm zimnej pianki (gęstość 50kg/m³), dolna warstwa z 9cm poliuretanowej pianki (gęstość 41 kg/m³), Crib 5 – trudnopalność, powłoka przeciwmikrobowa, Crib 7 – trudnopalność od góry i Crib 5 od dołu, 2 rączki do transportu


Komfortowe, antyodleżynowe materace

Materace z zimnej pianki i pianki memory


wissner-bosserhoff proponuje komfortowe materace antyodleżynowe przeznaczone do łóżek rehabilitacyjnych oraz szpitalnych. Siedmiostrefowe materace z wypustkami masującymi i falowanym profilem zapewniają wysoki komfort zarówno w dzień jak i w nocy. Wysokiej jakości materace antyodleżynowe z pianki memory efektywnie zapobiegają powstawaniu odleżyn w połączeniu z wyjątkowym komfortem.

MicroMatt 7

Art.-Nr. 50-0565




Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim. Maks. masa pacjenta: 100kg (na leżąco).




Grubość 14cm, 7 stref dla optymalnego dostosowania do określonych części ciała, górna i dolna warstwa z 3,5cm zimnej pianki (gęstość 50kg/m³), środkowa sekcja z zimnej pianki (gęstość 40kg/m³) z kanałami wentylacyjnymi, powierzchnia z wypustkami masującymi oraz falowanym profilem, pokrowiec w kolorze aquawhite albo aqua plus mintgreen, Crib 5 trudnopalność

ViskoMatt Komfort

Art.-Nr. 50-0317



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim. Maks. masa pacjenta: 120kg (na leżąco).



14cm grubości, dwuwarstwowy materac wiskoelastyczny, górna warstwa z 4cm pianki memory (gęstość 50kg/m³), dolna warstwa 10cm zimnej pianki (gęstość 40kg/m³), pokrowiec w kolorze aquawhite albo aqua plus mintgreen, Crib 5 trudnopalność


Komfortowe, antyodleżynowe materace

Wiskoelastyczne materace


Opieka nad pacjentami leżącymi, narażonymi na powstawanie odleżyn powinna być wspomagana odpowiednią profilaktyką antyodleżynową. wissner-bosserhoff proponuje materace wiskoelastyczne, które odpowiednio rozpraszają nacisk wszystkich części ciała mających kontakt z materacem, znacznie zmniejszając ryzyko powstawania odleżyn.

ViskoMatt 2

Art.-Nr. 59-0143




Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim. Maks. masa pacjenta: 130kg (na leżąco).




Górna warstwa z 5cm pianki memory, (gęstość 52kg/m³), dolna warstwa z 9cm zimnej pianki, (gęstość 43kg/m³), wzmocnione obie dłuższe krawędzie, powłoka antymikrobowa, Crib 5 trudnopalność

CliniCare 10

Art.-Nr. 50-0707



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim oraz na intensywnej terapii. Maks. masa pacjenta: 200kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm zimnej pianki oraz pianki memory (gęstość 50kg/m³), środkowa sekcja z 2cm zimnej pianki (gęstość 50kg/m³), dolna warstwa z 7cm poliuretanowej pianki (gęstość 46kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, Crib 7 trudnopalność od góry i Crib 5 od dołu, 2 uchwyty do transportu.


Komfortowe, antyodleżynowe materace

CliniCare 20


CliniCare 20 to siedmiostrefowy materac wiskoelastyczny mający duży wpływ na zmniejszanie ryzyka powstawania odleżyn dzięki wyprofilowanej górnej powierzchni. Stymuluje ona powierzchnie skóry i gwarantuje komfort podczas leżenia..

CliniCare 20


Art.-Nr. 50-0708



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim oraz na intensywnej terapii. Maks. masa pacjenta: 200kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm pianki memory (gęstość 85kg/m³), dolna warstwa z 9cm zimnej pianki (gęstość 50kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, Crib 7 trudnopalność od góry i Crib 5 od dołu, 2 uchwyty do transportu.




Górna warstwa materaca to wysokiej jakości pianka memory o gęstości 85kg/m³. Dodatkowo składa się z siedmiu stref profilowanych. Wypustki, fale i nacięcia zapewniają najwyższy komfort leżenia – również dla pacjentów niewstających z łóżka. Wysoka jakość pianki wpływa również na odpowiednie rozprzaskanie nacisku ciała oraz zapobieganie powstawania odleżyn.

Komfortowe, antyodleżynowe materace


CliniCare 30

CliniCare 30 to wyjątkowy materac z pianki memory o grubości 14cm. Górna warstwa zbudowana jest z termicznej pianki memory ze specjalnie opracowaną warstwą rozpraszającą ciepło imitowane przez ciało jednolicie po całej powierzchni leżącej. Redukuje to pocenie się i odgrywa kluczową rolę w profilaktyce antyodleżynowej.


CliniCare 30
Art.-Nr. 50-0709



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim oraz na intensywnej terapii. Maks. masa pacjenta: 230 kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm pianki memory z użyciem technologii Thermic (gęstość 52kg/m³), dolna warstwa z 9cm zimnej pianki (gęstość 50kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, powłoka antymikrobowa, Crib 7 trudnopalność od góry i Crib 5 od dołu, 2 uchwyty do transportu.




Technologia Thermic® aktywnie zapobiega powstawaniu odleżyn. Nadwyżka ciepła jest rozpraszana jednolicie po całej powierzchni leżącej co zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Warstwa zbudowana jest z materiału zmiennofazowego, który absorbuje ciepło i rozpraszają je po powierzchni leżącej redukując pocenie się i zmniejszając ryzyko powstania odleżyn.

Komfortowe, antyodleżynowe materace


ViskoMatt 3

ViskoMatt 3 jest wysokiej jakości wiskoelastycznym materacem oferującym optymalne zmniejszenie nacisku średnio o 30%. 10cm wzmocnione dłuższe boki materaca efektywnie zapobiegają wypadnięciu z materaca oraz pomagają z niego wstać. Wysokiej jakości pianki zapewniają stabilność i wytrzymałość. Unikamy również pojedynczych punktów nacisku ciała na materac. Antracytowy, bi elastyczny pokrowiec jest antymikrobowy dzięki jonom srebra. Posiada 2 uchwyty do transportu.

ViskoMatt 3
Art.-Nr. 50-0669




Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska nad osobami starszymi oraz opieka nad pacjentami w stanie ciężkim oraz na intensywnej terapii. Maks. masa pacjenta: 140kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm pianki memory dla optymalnego rozprzodzenia nacisku (gęstość 85kg/m³), dolna warstwa złożona z trzech sekcji 9cm zimnej pianki (gęstość 55kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, 2 uchwyty do transportu.



Pokrowiec aqua plus, antracyt
Z wilgocioodporną warstwą (230g/m²), bi elastyczny, antymikrobowy dzięki jonom srebra, 2 uchwyty do transportu.




Wzrost średniego wpływu rozprzadzania nacisku w % podczas użycia materaca ViskoMatt 3 dla pacjenta o masie pomiędzy 80 a 140kg, w porównaniu ze standardową pianką z DIN 13014; przeprowadzone przez Berlin Cert.

Materace bariatryczne oraz specjalne


Znalezienie materaca oferującego wysoki komfort leżenia oraz wpływającego na prewencję antyodleżynową dla pacjentów o dużej masie bywa zadaniem ciężkim do spełnienia. Materace wissner-bosserhoff spełniają oba warunki. Wysokiej jakości materiały oraz odpowiednie ich zestawienie powoduje maksymalny komfort nawet dla pacjentów o trochę większej masie.

ViskoMatt 3 bariatryczny

Art.-Nr. 50-0680
dla zdjęcia 3-b łóżka szpitalnego




Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska oraz medyczna nad bariatrycznymi pacjentami. Maks. masa pacjenta: 250kg (na leżąco).




Górna warstwa z 5cm pianki memory dla optymalnego rozprowadzenia nacisku (gęstość 85kg/m³), środkowa sekcja z 6cm pianki memory(gęstość 55kg/m³), dolna warstwa 9cm zimnej pianki (gęstość 55kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, Crib5 trudnopalność, 2 uchwyty do transportu.

HeavyMatt 270

Art.-Nr. 50-0701 | do łóżka do opieki długoterminowej Carisma 300-XXL



Przeznaczenie: Opieka pielęgnarska oraz medyczna nad bariatrycznymi pacjentami. (dla Carisma-xxl) Maks. masa pacjenta: 270kg (na leżąco).



Górna warstwa z 5cm pianki memory dla optymalnego rozprowadzenia nacisku (gęstość 85kg/m³), środkowa sekcja z 6cm pianki memory(gęstość 55kg/m³), dolna warstwa 7cm pianki poliuretanowej (gęstość 40kg/m³), wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, Crib5 trudnopalność, 2 uchwyty do transportu.


Materace bariatryczne oraz specjalne

ViskoMatt 5


ViskoMatt 5 jest materacem wyjątkowo wysokiej jakości. Materac o 16cm grubości jest szczególnie przystosowany do intensywnej opieki nad pacjentem. Górna warstwa zbudowana z pianki memory(gęstość 85kg/m³), zapewnia wysoki komfort oraz prewencję antyodleżynową. Jednocześnie materac posiada wzmocnioną strefę miednicy aby zapobiec powstawaniu odleżyn podczas gdy oparcie jest podniesione. Pokrowiec posiada 2 uchwyty do transportu oraz trudnopalność Crib5.

ViskoMatt 5

Art.-Nr. 50-0670




Dla łóżek rehabilitacyjnych eleganta 3 oraz eleganta 3XC.
Przeznaczenie: Opieka nad pacjentami w stanie ciężkim oraz na intensywnej terapii. Maks. masa pacjenta: 160kg (na leżąco).



Górna warstwa z 7cm pianki memory dla odpowiedniego rozprowadzenia nacisku, (gęstość 85kg/m³), dolna warstwa z 3 sekcyjnej 9cm zimnej pianki (gęstość 40kg/m³), wzmocniony obszar miednicy, komfortowa strefa ramion, wzmocnione dłuższe krawędzie, Crib 5 trudnopalność, powłoka antymikrobowa, Crib5 trudnopalność, 2 uchwyty do transportu.



Pokrowiec aqua plus, antracyt
Z wilgocioodporną warstwą (230g/m²), bi elastyczny, antymikrobowy dzięki jonom srebra, 2 uchwyty do transportu.



Wzrost średniego wpływu rozprowadzania nacisku w % podczas użycia materaca ViskoMatt5 dla pacjenta o masie pomiędzy 80 a 140kg, w porównaniu ze standardową pianką z DIN 13014; przeprowadzone przez Berlin Cert.

Zestaw ewakuacyjny



Aby szybko i łatwo przeprowadzić ewakuację w sytuacji niebezpieczeństwa

Podczas ewakuacji musi istnieć możliwość przewiezienia możliwie szybko i bezpiecznie pacjentów do szpitala. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów leżących oraz niesamodzielnych. Z zestawem ewakuacyjnym wissner-bosserhoff oferuje idealne rozwiązanie. Pacjenci mogą być w łatwy i szybki sposób przeniesieni bez konieczności wyciągania ich z łóżka co może zaoszczędzić cenny czas. Stabilne pasy do przenoszenia pozwalają na szybką i łatwą ewakuację.

Zestaw ewakuacyjny

Art.-Nr. 50-0651

Z siedmioma pasami do przenoszenia, trzema pasami do zabezpieczenia pacjenta, odpowiedni do masy 250kg, wilgocioodporny, bi elastyczny, wysoko elastyczna i nieobcierająca powierzchnia górna. Antymikrobowy dzięki jonom srebra.










Zestawienie produktów

Właściwości produktów

Właściwości produktów	ViskoMatt 5
	CliniCare 30
	ViskoMatt 3
	CliniCare 20
	ViskoMatt 2
	CliniCare 10
	ViskoMatt Komfort
	MicroMatt 7
	PrimaCare 20
	PrimaCare 10





Dane techniczne

Materace

Materac	Wymiary	Max. masa	Wzmocnione krawędzie boczne	Gęstość	Wytrzymałość na ściskanie	Powłoka PU
PrimaCare 10 (50-0705) 	170 x 80 x 14 cm 190 x 79 x 14 cm 190 x 87 x 14 cm 200 x 79 x 14 cm 200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm 208 x 96 x 14 cm	200 kg (leżący)	-	41 kg/m³	3,9 kPa	•
PrimaCare 20 (50-0706) 	170 x 80 x 14 cm 190 x 79 x 14 cm 190 x 87 x 14 cm 200 x 79 x 14 cm 200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm 208 x 96 x 14 cm	200 kg (leżący)	-	50 kg/m³ 41 kg/m³	3,6 kPa 3,9 kPa	•
MicroMatt 7 (50-0565) 	200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm	100 kg (leżący)	-	55 kg/m³ 40 kg/m³ 55kg/m³	3,0 kPa 4,2 kPa 3,0 kPa	•
ViskoMatt Komfort (50-0317) 	200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm	120 kg (leżący)	-	50 kg/m³ 40 kg/m³	2,2 kPa 4,0 kPa	•
ViskoMatt 2 (59-0143) 	200 x 87 x 14 cm 220 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm	130 kg (leżący)	•	52 kg/m³ 40 kg/m³	2,5 kPa 4,7 kPa	•
CliniCare 10 (50-0707) 	200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 170 x 80 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm 208 x 96 x 14 cm	200 kg (leżący)	•	52 kg/m³ 50 kg/m³ 46 kg/m³	2,2 kPa 3,6 kPa 6,5 kPa	•
CliniCare 20 (50-0708) 	200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 170 x 80 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm 208 x 96 x 14 cm	200 kg (leżący)	•	85 kg/m³ 50 kg/m³ 46 kg/m³	2,7 kPa 3,6 kPa 6,5 kPa	•
CliniCare 30 (50-0709) 	200 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 170 x 80 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm 208 x 96 x 14 cm	200 kg (leżący)	•	52 kg/m³ 50 kg/m³ 46 kg/m³	2,2 kPa 3,6 kPa 6,5 kPa	•

- = Standard
- o = dostępne jako opcja
- = niedostępne

Pokrowce do materacy wissner-bosserhoff charakteryzują się wysoką odpornością i nieprzepuszczalnością płynów urynopodobnych, jednocześnie zachowując właściwości dezynfekujące, oddychające oraz przepuszczalność wilgoci. Dodatkowo są w dużym stopniu odporne na bakterie, wirusy, grzyby oraz roztocza. Wszystkie pokrowce nie posiadają substancji zanieczyszczających środowisko.

Materac	Wymiary	Max. masa	Wzmocnione krawędzie boczne	Gęstość	Wytrzymałość na ściskanie	Powłoka PU
ViskoMatt 3 (50-0669) 	200 x 87 x 14 cm 220 x 87 x 14 cm 200 x 90 x 14 cm 200 x 100 x 14 cm	140 kg (leżący)	•	85 kg/m³ 55 kg/m³ 37 kg/m³	3,0 kPa 3,7 kPa 4,0 kPa	•
ViskoMatt 3 bariatryczny (50-0680) 	208 x 100 x 20 cm 200 x 100 x 20 cm 220 x 100 x 20 cm 200 x 90 x 20 cm	250 kg (leżący)	•	85 kg/m³ 55 kg/m³ 55 kg/m³	3,0 kPa 3,5 kPa 4,5 kPa	•
HeavyMatt 270 (50-0701) 	205 x 114 x 18 cm	270 kg (leżący)	•	85 kg/m³ 55 kg/m³ 40 kg/m³	3,5 kPa 4,5 kPa 5,5 kPa	•
ViskoMatt 5 (50-0670) 	200 x 88 x 16 cm 208 x 88 x 16 cm	160 kg (leżący)	•	85 kg/m³ 37 kg/m³ 80 kg/m³	3,0 kPa 4,0 kPa 4,0 kPa	•

Pokrowiec

Pokrowiec	Kolor	Trudnopalność	Zamek błyskawiczny	Ochrona zamka	Uchyt do transportu	Możliwość prania
Aqua biały	biały	Crib 5	180°	-	-	max. 95°
Aqua Plus miętowo-zielony	miętowo-zielony	Crib 5	180°	-	-	max. 95°
Aqua Plus antracyt	antracyt	Crib5	180°	•	• o	max. 95°
Pokrowiec PrimaCare 10	ciemny niebieski	Crib 7	360°	•	-	max. 75°
Pokrowiec PrimaCare 20	ciemny niebieski ciemny szary	Crib 7 war. górna Crib 5 war. dolna	360°	•	•	max. 75°
Pokrowiec CliniCare	ciemny niebieski ciemny szary	Crib 7 war. górna Crib 5 war. dolna	360°	•	•	max. 75°
Ośłona ewakuacyjna	antracyt	Crib 5 war. górna	180°	•	•	max. 60°

Members of LINET Group



wissner-bosserhoff | Germany | wi-bo.com

Wyłączny dystrybutor w Polsce
Destini Group Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Obornicka 52 | 62-002 Złotniki | Polska
Tel.: +48 790 665 445
biuro@destinicare.pl | destinicare.pl
NIP 9721258845

**DESTINI
CARE** 